

片手で使える、パワフルなポータブル吸引器

Q-Suction

小型ながらパワフルでストレスのない吸引力
模擬吐物(200cc)を1.5秒で吸引可能※

※上記評価試験は米国UCLAプレホスピタルケアセンターにて実施されました



小型・軽量

小さく軽いので持ち運びやすく収納にも場所を取りません



防水

雨天時、屋外での使用も可能（水の浸入に対する保護 IPX4）



各種電源に対応

「専用使いすてバッテリー」「充電用バッテリー」「単四電池※」と、3種類の電源を選択できます

※モデル2403のみ EMC適合：IEC/EN 60601-1-2

HANDY ◀

POWERFUL ◀

QUICKLY ◀

Q-Suction 片手で使える、パワフルなポータブル吸引器

モデル

モデル 2403(乾電池式)



カタログNo. SS-TKB2403

モデル 2400(充電式)

本体で直接充電できます



カタログNo. SS-TKB2400

サイズ

41cm(奥行) × 11cm(幅) × 11cm(高さ)
27cm(奥行) × 11cm(幅) × 11cm(高さ)(キャニスタ収納時)

重量

1.18kg

吸引圧

最大吸引圧: -66.7kPa(-500mmHg)
低圧時(バントキャップ開封時): -10.4~13kPa(-80~100mmHg)

排気流量

10LPM

本体緑色もあります(※受注注品) ▲

付属キャニスタ

右の4種類から
1種お選びください

ショートキャニスタ(蓋付)×2




1mチューブ×1

ショートキャニスタ(蓋無)×4




1mチューブ×1

ロングキャニスタ×4



1mチューブ×1

ショートキャニスタ(蓋無)×2
ロングキャニスタ×2



1mチューブ×1

電源・充電器

アルカリバッテリー(180分)
(専用使い捨てバッテリー)



乾電池ホルダー
(単四10本使用)

オプション

デスクトップバッテリー
チャージャーセット
・密閉式鉛バッテリー(充電式)
・デスクトップチャージャー
・充電用コード
・ACアダプタ



密閉式鉛バッテリー
(充電式)



ACアダプタ



充電用
コード



オプション


アルカリバッテリー(180分)
(専用使い捨てバッテリー)



デスクトップバッテリー
チャージャーセット
(左のオプションと同じ)



シガー
ライターコード



プロフィール

tkb RespiCare
レスピケア

tkb RespiCare(ティーケービー レスピケア)は、tkbグループのオリジナルブランドです。1970年代からの半世紀にわたる呼吸関連分野における実績と経験を基に、加温加湿を含む呼吸に関する多種多様なソリューションとサービスの提供を通じて、皆様の生命力を高めるサポートをいたします。

※「tkb」は、株式会社 東機質の前身・東京機械貿易 株式会社の頭文字略語です。

販売名/ポータブル吸引器 Q-Suction

認証番号/223ADBZX00113000

製造販売元/株式会社 T K B (2013年4月1日社名変更)

注意: 本品は医家向け製品ですので、医師の指導なしには、ご使用できません。

添付文書に従った正しい使い方をしてください。

改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

本書の内容を無断転載することはできません。

このカタログは、2012年8月現在のものです。

1208-2



(株)東機質および(株)佐多商会は、医療機器の輸入販売に関する一貫業務について、1998年7月3日に国際規格「ISO9002:1994」の認証を受けて以来、2002年7月6日には、品質マネジメントシステム「ISO9001」を取得し、さらに、2006年1月5日には、医療機器(手術用无影灯コントロールボックス)における品質マネジメントシステム「ISO13485」の認証を取得しました。

販売元

TOKIBO
CO., LTD.
株式会社 東機質

本社 〒106-8655 東京都港区東麻布2-3-4

東京 〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル内

クリティカルケア製品部(東京) tel.03-5762-7251 fax.03-5762-7253

クリティカルケア製品部(大阪) tel.06-4790-3100 fax.06-4790-3101

ホームケア製品部(東京) tel.03-5762-7256 fax.03-5762-7257

ホームケア製品部(大阪) tel.06-4790-3309 fax.06-4790-3101

札幌 tel.011-717-0350 fax.011-758-3901

仙台 tel.022-211-4551 fax.022-211-4510

名古屋 tel.052-775-7800 fax.052-775-7830

福岡 tel.092-271-4695 fax.092-271-4669

ホームページ <http://www.tokibo.co.jp>

〒901-21 浦添市城間4丁目2番10号
南西医療器株式会社
TEL 098-870-1515